


## AUSFÜHRUNG


- 2-Weg-, bzw 3-Weg-Ballonkatheter  
Latex verstärkt, silikonisiert
- Ballon 50 ml

## VORTEIL

- Der Spülkatheter ist mit einer Kunststoffspirale im Latexkern verstärkt, so dass ein Kollabieren des Katheterlumens bei der Blasenspülung so gut wie ausgeschlossen ist
- Optimaler Hämaturie Ballonkatheter für die kurze Liegedauer
- Der Katheter besitzt eine sehr hohe Ballonstabilität, hierdurch sind Ballonrupturen so gut wie ausgeschlossen.



2-Weg  
KL-04



3-Weg  
KL-06



NELATON  
Spitze

## BESTELLUNG

- Visiocath Ballonkatheter, Latex silikonisiert

2-Weg  
mit NELATON Spitze

3-Weg  
mit NELATON Spitze

| Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Größe (CH/Fr) | Länge (cm) | Ballonkapazität (ml) |
|-------------|-------------|---------------|------------|----------------------|
| KL-041850   | KL-061850   | 18            | 40         | 50                   |
| KL-042050   | KL-062050   | 20            | 40         | 50                   |
| KL-042250   | KL-062250   | 22            | 40         | 50                   |
| KL-042450   | KL-062450   | 24            | 40         | 50                   |