

SET-INHALT

- 3-Weg-Doppelballonkatheter, CH 20 + 22, Länge 40 cm, mit fester Silikonelastomerbeschichtung innen und außen auf einem Latexkern
- 1. Ballon: 15 ml / 2. Ballon: 30 ml

VORTEIL

- Durch die feste Silikonelastomerschicht innen und außen auf einem Latexkern, sind die Vorteile von Silikon und Latex in einem Katheter vereint
- Sehr gute Gewebeerträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung durch Silikonelastomerschicht
- Der Trichteransatz reißt nicht ein und hält optimal am Stufenverbinder der Beutelsysteme
- Weicher Ballonkatheter mit sehr hohem Tragekomfort für den Patienten
- Der Katheter besitzt eine sehr hohe Ballonstabilität, hierdurch sind Ballonrupturen oder das Nachblocken so gut wie ausgeschlossen.

BESTELLUNG

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KD-212040	20	40	1. Ballon 15 ml/2. Ballon 30 ml
KD-212240	22	40	1. Ballon 15 ml/2. Ballon 30 ml

