

NEOBLASENKATHETER


Blasenkatheter zur postoperativen Harnableitung bei Neoblasen und nach radikalen Prostatovesikulektomien

SET-INHALT

- 3-Weg-Neoblasenkatheter, CH 20/22, Länge: 40 cm
- 100% Silikon, 30 ml
- Spitze 3 cm

VORTEIL

- Ballonkatheter aus 100% Silikon
- Sehr niedrige Inkrustationsneigung
- Durch offene Spitze ist ein Wechsel des Katheters über einen Draht oder Ureterkatheter leicht möglich
- Einfache, risikoarme und hygienische Handhabung
- Kein Kollabieren des Katheters bei starker Aspiration von Schleim- oder Blut-Tamponaden



BESTELLUNG

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml/cc)
NB-502040	20	40	30
NB-502240	22	40	30