


### SET-INHALT

- Doppelballonkatheter, CH 22, Länge: 40 cm
- 100% Silikon, proximaler Ballon: 5 ml und distaler Ballon: 20-35 ml blockbar, der Abstand der Ballone zueinander beträgt 5 cm

### VORTEIL

- Mit dem Doppelballonkatheter gelingt es, leicht das Perineum anzuheben und die membranöse Harnröhre zum Vorbereiten der Anastome sichtbar zu machen
- Der Ballon (5 ml) passt sich optimal den anatomischen Gegebenheiten der bulbären Harnröhre an
- Der distale bis 35 ml blockbare Ballon eignet sich zur zuverlässigen Blockade in der Harnblase
- Ballonabstand 5 cm



### BESTELLUNG

| Bestell-Nr. | Größe (CH/Fr) | Länge (cm) | Ballonkapazität (ml/cc) |
|-------------|---------------|------------|-------------------------|
| KD-312240   | 22            | 40         | 5/35                    |