

# VisioDrain®

## 3-Weg-Hämaturie- und Spülkatheter

Der zuverlässige Begleiter  
in der operativen Nachsorge



# VisioDrain®

3-Weg-Hämaturie-  
und Spülkatheter

Optimal abgestimmte Auswahl der  
Spitzenformen und Ballongrößen



Hervorragende  
Drainageleistung durch  
intelligente  
Lumenaufteilung



# VisioDrain®

3-Weg-Hämaturie-  
und Spülkatheter



## Die Innovation


VisioDrain® Katheter aus Vollsilikon bieten beste Drainageleistung, kompakte Ballonbauweise mit guten Rückstelleigenschaften, allergene Unbedenklichkeit sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aufgrund der Vielfalt unseres Sortimentes und der innovativen Spitzengestaltung unserer Katheter, wird jeder Anspruch an die konstruktiven Besonderheiten in Verbindung mit der Anwendung unter verschiedenen Arbeitstechniken erfüllt. Die Katheter erzielen im Vergleich Spitzenergebnisse beim Spülmitteldurchlauf. Durch die Möglichkeit der variablen Ballonbefüllung können Sie Ihre Lagerhaltung wirtschaftlicher gestalten.


### Der Status Quo

Seit mehr als 2.500 Jahren werden Katheter in der Medizin eingesetzt. Während dieser langen Zeit entwickelten sich neue Verfahren zur Diagnostik und Therapie. Nach den meisten operativen Eingriffen an Harnröhre, Blase und Prostata, sind im Anschluss Drainagen notwendig. Ein verstopfter Katheter, ein verlegtes Lumen, suboptimale Blutstillung der resezierten Flächen, ungenügende Lagestabilität der Ballone, technologisch schlecht konstruierte Spitzen, können den Erfolg einer mehrstündigen Operation in Frage stellen oder gar völlig zerstören.


Der Anspruch des Patienten, des Operateurs und nicht zuletzt der Kassen, setzt den effizienten Einsatz von finanziellen Mitteln für bestmögliche Behandlungsergebnisse voraus. Antiallergene Materialien, wie medizinisches Silikon, gewährleisten geringste sozioökonomische Folgekosten und damit exzellente Eigenschaften in Verbindung mit dem DRG System.

## Optimierte Version:





VisioDrain® 3-Weg-Dauerspülballonkatheter mit Nelatonspitze, auf Wunsch mit zentraler Öffnung für Führungsdraht.



VisioDrain® 3-Weg-Dauerspülballonkatheter mit Dufourspitze. Ausgestattet mit Universalballon.



VisioDrain® 3-Weg-Dauerspülballonkatheter mit gerader kurzer Couvelaire Spitze. Ausgestattet mit Universalballon.



VisioDrain® 3-Weg-Dauerspülballonkatheter mit atraumatischer Mercierspitze, auf Wunsch mit zentraler Öffnung für Führungsdraht. Ausgestattet mit Universalballon.

# VisioDrain®

## 3-Weg-Hämaturie- und Spülkatheter

### Bestellliste:

#### • VisioDrain® Hämaturie- und Spülkatheter mit NELATON Spitze

3-Weg-Dauerspülballonkatheter mit Standard Nelatonspitze, 2 seitlich versetzten Augen und auf Wunsch mit zentraler Öffnung für die Verwendung eines Führungsdrahtes in Seldingertechnik mit 30 ml Ballon. Besonders geeignet für schwierige Passagen und sehr kleine Blasen.

#### mit NELATON Standard

##### Hohlspitze

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-471630	16	40	30
KW-471830	18	40	30
KW-472030	20	40	30
KW-472230	22	40	30
KW-472430	24	40	30

#### NELATON Spitze

##### mit zentraler Öffnung

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-471630-SL	16	40	30
KW-471830-SL	18	40	30
KW-472030-SL	20	40	30
KW-472230-SL	22	40	30
KW-472430-SL	24	40	30

#### • VisioDrain® Hämaturie- und Spülkatheter mit DOUFOR Spitze

3-Weg-Dauerspülballonkatheter mit knickstabiler Dufourspitze und seitlich versetzten Augen. Ein spezieller OP Katheter für anspruchsvolle Drainageaufgaben und hervorragender Spüleistung. Ausgestattet mit einem universell, je nach Durchmesser von 30 ml - 80 ml blockbaren Ballon.

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-501830-50	18	40	30 - 50
KW-502040-60	20	40	40 - 60
KW-502250-70	22	40	50 - 70
KW-502460-80	24	40	60 - 80

• **VisioDrain® Hämaturie- und Spülkatheter mit COUVELAIRE Spitze**

3-Weg-Dauerspülballonkatheter mit gerader kurzer Couvelaire Spitze, mit hervorragender Spül- und Drainageleistung. Besonders geeignet zum Blocken in der Blase. Ausgestattet mit einem universell, je nach Durchmesser von 30 ml - 80 ml blockbaren Ballon.

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-511830-50	18	40	30 - 50
KW-512040-60	20	40	40 - 60
KW-512250-70	22	40	50 - 70
KW-512460-80	24	40	60 - 80

• **VisioDrain® Hämaturie- und Spülkatheter mit MERCIER Spitze**

3-Weg-Dauerspülballonkatheter mit atraumatischer, geschlossener Mercier Spitze und auf Wunsch mit zentralem Stirnloch zur Führung über einen Draht in Seldingertechnik, mit guten Eigenschaften beim Überwinden von Harnröhrenengen. Ausgestattet mit einem universell, je nach Durchmesser von 30 ml - 80 ml blockbaren Ballon.

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-531830-50	18	40	30 - 50
KW-532040-60	20	40	40 - 60
KW-532250-70	22	40	50 - 70
KW-532460-80	24	40	60 - 80

**mit Stirnloch**

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-531830-50-SL	18	40	30 - 50
KW-532040-60-SL	20	40	40 - 60
KW-532250-70-SL	22	40	50 - 70
KW-532460-80-SL	24	40	60 - 80



# Innovations and Visions

## **uroVision GmbH**

Pullacher Straße 4  
D-83043 Bad Aibling/Germany

Telefon: +49 (0) 80 61/39 19-0

Fax: +49 (0) 80 61/39 19-20

E-Mail: [urovision@urovision.de](mailto:urovision@urovision.de)

Internet: [www.urovision.de](http://www.urovision.de)

[www.urovision.de](http://www.urovision.de)

## **VisioDrain<sup>®</sup>**

**3-Weg-Hämaturie-  
und Spülkatheter**

**Der Partner für die operative Nachsorge**

- **Hervorragende Drainageleistung**
- **Vollsilikon, Antiallergen, Latexfrei**
- **Optimierte Spitzenformen**
- **Variable Kompaktballone**
- **Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**