

SET-INHALT

- Set RN-790816: 5 Dilatatoren röntgendicht mit Luer-Lock-Anschluss, CH 8, 10, 12, 14, 16
- Set RN-791600: 5 Dilatatoren röntgenfest mit Luer-Lock-Anschluss, CH 8, 10, 12, 14, sowie CH 16 mit Spaltschaft
- Dilatatoren single röntgendicht mit Luer-Lock-Anschluss, CH 4 bis 22
- Dilatatoren single mit PTFE-Spaltschaft röntgendicht mit Luer-Lock-Anschluss, CH 5 bis 24

BESTELLUNG

• Dilatator

• Dilatator mit Spaltschaft

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	empfohlener Drahtdurchmesser (inch)
RN-770418		4	18	0.035
RN-770518	RN-780500	5	18	0.038
RN-770618	RN-780600	6	18	0.038
RN-770718	RN-780700	7	18	0.038
RN-770818	RN-780800	8	18	0.038
RN-770918	RN-780900	9	18	0.038
RN-771018	RN-781000	10	18	0.038
RN-771118	RN-781100	11	18	0.038
RN-771218	RN-781200	12	18	0.038
RN-771418	RN-781400	14	18	0.038
RN-771618	RN-781600	16	18	0.038
RN-771818	RN-781800	18	18	0.038
RN-772018	RN-782000	20	18	0.038
RN-772218	RN-782200	22	18	0.038
	RN-782400	24	18	0.038

• Dilatatoren-Set

CH 8 bis 16 (5)

CH 8 bis 14, CH 16 mit PTFE-Spaltschaft

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
RN-790816	RN-791600	8-16	18

