

SET-INHALT

- Nephrostomie-Pigtailkatheter mit Luer-Lock und Einweghahn
- 2-teilige Punktionsnadel (nur Punktionsset), 18 Ga, 20 cm, ultraschallsichtbar, 5-fache Ringmarkierung, Lunderquistdraht 0.035, 80 cm, mit flexibler Spitze, PTFE-beschichtet und J-Strecker (im Wechselset Lunderquistdraht gerade)
- 3 Dilatatoren röntgenfest
- Universaladapter Luer-Lock männlich mit Trichter

VORTEIL

- Kathetermaterial aus Polyurethan, niedrige Inkrustationsneigung
- Atraumatische Drainageaugen
- 2-teilige Punktionsnadel aus Edelstahl super ultraschallsichtbar durch 5-fache-Ringmarkierung
- Dadurch sichere Kontrolle der Punktionsrichtung und Lage der Nadelspitze
- Optimaler Tragekomfort für den Patienten durch flexibles aber doch knickstabiles Material
- Katheter besitzt einen konnektierbaren Luer-Lock Ansatz

BESTELLUNG

- Nephrostomie-Sets inkl. Dilatatoren-Set

Punktions-Set	Wechselset	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
RN-440635	RN-450635	6	30
RN-440735	RN-450735	7	30
RN-440835	RN-450835	8	30
RN-440935	RN-450935	9	30
RN-440645	RN-450645	6	40
RN-440745	RN-450745	7	40
RN-440845	RN-450845	8 <td 40	
RN-440945	RN-450945	9	40
RN-441045	RN-451045	10	40

- Adapter

Bestell-Nr.	
AD-103-2	Stufenkegel mit 2LL weiblich

