

SET-INHALT

- Pigtailkatheter aus Polyurethan mit Trichter (CH 11 und 14) oder mit Luer-Lock-Anschluß (CH 6 bis CH 10)
- Pigtail mit atraumatischen Augen

VOORTEIL

- Optimaler Tragekomfort für den Patienten durch flexibles aber doch knickstabiles Material
- Atraumatische Drainageaugen
- Katheter besitzt einen konnektierbaren Luer-Lock Ansatz (bei RN-48)
- Schiebeklemme und Trichteransatz zur einfacheren Handhabung beim Beutelwechsel
- Kathetermaterial aus Polyurethan, niedrige Inkrustationsneigung

BESTELLUNG

- Pigtailkatheter

Luer-Lock

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
RN-480630	6	30	0.025
für Kinder kl. Pigtail			
RN-480635	6	30	0.035
RN-480735	7	30	0.035
RN-480835	8	30	0.035
RN-480935	9	30	0.035

RN-480645	6	40	0.035
RN-480745	7	40	0.035
RN-480845	8	40	0.035
RN-480945	9	40	0.035
RN-481045	10	40	0.035

mit Trichter

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
RN-501145	11	40	0.035
RN-501445	14	40	0.035

