

RENOVISION-NEPHROSTOMIE-DRAINAGE-SET

Punktions- und Wechselset, Pigtailkatheter einzeln

SET-INHALT

- Nephrostomie-Pigtailkatheter aus Polyurethan, mit Trichter, Länge: 40 cm
- 2-teilige Punktionsnadel aus Edelstahl (nur Punktionsset), 18 Ga, 20 cm, super ultraschallsichtbar durch 5-fache Ringmarkierung
- Lunderquistdraht, PTFE-beschichtet 0.035, Länge: 80 cm, J-Krümmung (im Wechselset Lunderquistdraht gerade)
- Set CH 11 wahlweise mit Dilatatorens-Set CH 8, 10, (12 Spaltschaft) röntgenfest
- Set CH 14 wahlweise mit Dilatator CH 10, 12, 14, (16 Spaltschaft), röntgenfest
- Schiebeklemme
- Katheterstopfen

VORTEIL

- Großlumiges Kathetermaterial aus knickstabilen PUR ermöglicht eine zuverlässige Drainage z. B. bei NB-Tamponade oder Pyonephrose
- Atraumatische Drainageaugen
- 2-teilige sehr gut ultraschallsichtbare Punktionsnadel gewährleistet sichere Punktion der Niere
- Durch beiliegende Dilatatoren und Spaltschaft (röntgenfest und drahtadaptiert) lässt sich der Katheter sehr leicht über den PTFE-beschichteten Lunderquistdraht coaxial schieben
- Schiebeklemme für einfachere Handhabung beim Beutelwechsel

BESTELLUNG

• Nephrostomie-Drainage-Sets inkl. Dilatatoren-Set

Punktions-Set	Wechselset		
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
RN-461140	RN-471140	11	40
RN-461440	RN-471440	14	40

• Nephrostomie-Drainage-Sets ohne Dilatatoren-Set

Punktions-Set	Wechselset		
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
RN-461140-1	RN-471140-1	11	40
RN-461440-1	RN-471440-1	14	40

• Pigtailkatheter mit Trichter, einzeln

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
RN-501145	11	40
RN-501445	14	40

