

SET-INHALT

- Pigtailkatheter aus festem PE-Material, mit Fixierflügel, Luer-Lock und Einweghahn
- 2-teilige Punktionskanüle mit 5-fach Ringmarkierungen, 18 Ga, 20 cm
- Lunderquistdraht, PTFE-beschichtet, 0.035, 80 cm, J-Krümmung
- 3 Dilatatoren, röntgenfest
- Universaladapter Luer-Lock mit Trichter

VORTEIL

- Leichteres Legen durch festes Kathetermaterial
- Im Set ist ein Fixierungsclip für eine sichere Hautannaht enthalten, ohne Gefahr einer Lumeneinengung am Katheter
- Erhöhte Liegesicherheit des Katheters durch festen Pigtail und Schaft

BESTELLUNG

- Punktions-Set inkl. 3 Dilatatoren

- Pigtailkatheter, einzeln

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
RN-540845	RN-580845	8	40
RN-540945	RN-580945	9	40

