

SET-INHALT

- Nephrostomie-Pigtailkatheter aus hartem PE-Material (RN-80) bzw. PUR (RN-90) mit Luer-Lock (Fr 8,5; L 35 cm), Einweghahn und Fixierflügel, mit kleinem Schlauchabschnitt, um den Pigtail zu strecken
- 2-teilige Punktionsnadel, 18 Ga, L 20 cm, ultraschallsichtbar, 5-fache Ringmakierung
- Lunderquistdraht 0.035, 80 cm, Spitze mit flexibler J-Krümmung, unbeschichtet und J-Strecker
- Aufsteller (Katheteraufrichter)
- Universaladapter mit Luer-Lock und Trichter

VORTEIL

- Optimaler Tragekomfort für den Patienten durch flexibles aber doch knickstabiles Material (RN-90)
- Die Katheter besitzen einen konnektierbaren Luer-Lock Ansatz
- Sichere und einfache Führung des Katheters beim Legen

BESTELLUNG

- Set für 2-Schritt-Technik

aus PE	aus PUR	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		
	RN-900835	8	35
RN-808535		8,5	35
	RN-900935	9	35

