

RENOVISION-BALLONKATHETER INTEGRIERT



100% Silikon BALLONKATHETER, Ballon flach integriert

SET-INHALT

- 100% Silikon Nephrostomieballonkatheter mit flach integriertem Ballon, Graduierung in cm, Röntgenkontraststreifen und röntgensichtbare, offene Spitze
- Katheterstopfen

VORTEIL

- Verbesserte Röntgensichtbarkeit durch speziell entwickelten Röntgenkontraststreifen
- Für Lang- und Kurzzeitdrainage hervorragend geeignet (100% Silikon), ausgezeichnete Verträglichkeit
- Verminderte materialbedingte Inkrustationsneigung
- Optimal konfigurierter Ballon (ovale Form) zur sicheren Fixierung im Nierenbeckenkelchsystem
- Sichere Platzierung durch cm-Graduierung
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Trichters und sicheres Konnektieren des Urinbeutels



BESTELLUNG

• Katheter, einzeln

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml/cc)
RN-421040	10	40	1,5
RN-421240	12	40	2
RN-421440	14	40	3
RN-421640	16	40	5
RN-421840	18	40	5
RN-422040	20	40	5
RN-422240	22	40	5
RN-422440	24	40	5
RN-422640	26	40	5