

RENOVISION-NEPHROSTOMIESET INTEGRIERT ohne DILATATOREN-SET


Initial-Punktions- und Wechselset mit Katheter aus 100% Silikon und flach integriertem Ballon

SET-INHALT

- 100% Silikon Nephrostomiekatheter mit flach integriertem Ballon, Graduierung in cm, Röntgenkontraststreifen und röntgensichtbare, offene Spitze
- 2-teilige Punktionsnadel (nur Punktionsset), 18 Ga, 20 cm, ultraschallsichtbar, 5-fache Ringmarkierung
- PTFE-beschichteter Lunderquistdraht 0.035, 80 cm (J-Krümmung bei Punktionsset)
- Dilatatorens-Set (bestehend aus 3 Dilatoren in unterschiedlichen Größen und einem Dilator mit Spaltschaft) muss separat bestellt werden.

VORTEIL

- Punktionsnadel, ultraschallsichtbar
- Draht nach Lunderquist, PTFE-beschichtet
- Problemloses Bougieren des Punktionskanals mittels drahtadaptierter Teflonbougie, ansteigender Stärke
- Für Lang- u. Kurzzeitdrainage hervorragend geeignet
- Fixierung des Katheters in der Niere durch erhöhten Ballonradius
- Ausgezeichnete Verträglichkeit und sehr geringe Inkrustationsneigung (100% Silikon)
- Röntgenkontraststreifen sowie Spitze röntgensichtbar
- Sehr gute Gleitfähigkeit im Spaltschaft bei Erstpunktion durch integrierten Ballon
- Ausgezeichnete Drainage der Niere durch Kelchdrainage und zentral offener Spitze



nur im Wechselset

BESTELLUNG

• Punktionsset ohne Dilatatorens-Set


Bestell-Nr.
RN-401040-1
RN-401240-1
RN-401440-1
RN-401640-1

• Wechselset ohne Dilatatorens-Set

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml/cc)
RN-411040-1	10	40	1,5
RN-411240-1	12	40	2
RN-411440-1	14	40	3
RN-411640-1	16	40	5

• Dilatatorens-Set (bestehend aus 3 Dilatoren in untersch. Größen und einem Dilator mit Spaltschaft)

Bestell-Nr.	Beiliegende Dilatoren (CH)
RN-791000	6/8/10/12 m. Spaltschaft
RN-791200	8/10/12/14 m. Spaltschaft
RN-791400	10/12/14/16 m. Spaltschaft
RN-791600	10/12/16/18 m. Spaltschaft



Alle Dilatatorens- und Dilatatorens- mit Spaltschaft finden Sie unter Zubehör auf S. 3