

RENOVISION-NEPHROSTOMIESET mit MANDRIN

Ballonkatheter aus 100% Silikon mit Versteifungskanüle zur perkutanen Nierendrainage

SET-INHALT

- Ballonkatheter aus 100% Silikon
- Spitze verstärkt mit mittiger endständiger Öffnung für unbeschichteten Führungsdraht 0.035, CH 12-22, cm-Graduierung, verschiedene Längen 25 cm und 40 cm
- Versteifungskanüle
- Zusätzlich im Set:
4 Dilatatoren, eine 2-teilige Punktionskanüle, Lunderquist-Führungsdraht (0.035) unbeschichtet

VORTEIL

- Katheter aus 100% Silikon mit Röntgenkontraststreifen
- Optimal für Lang- u. Kurzzeitdrainage
- Durch Versteifungskanüle und integrierten Ballon leichteres Legen und sichere Führung des Katheters
- Optimaler Tragekomfort
- Außerordentlich gute Gewebeverträglichkeit
- Verminderte materialbedingte Inkrustationsneigung (100% Silikon)
- Exakte Lagekontrolle des Katheters im Nierenbecken durch röntgensichtbare Spitzenmarkierung

BESTELLUNG

• Nephrostomie-Ballonkatheter mit Mandrin

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml/cc)
RN-511225	12	25	2
RN-511425	14	25	3
RN-511625	16	25	5
RN-511825	18	25	5
RN-512025	20	25	5
RN-512225	22	25	5
RN-511235	12	40	2
RN-511435	14	40	3
RN-511635	16	40	5

• Punktions-Set mit Mandrin

Bestell-Nr.	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml/cc)
RN-741235	12	40	2
RN-741435	14	40	3

