

SET-INHALT

- Katheter CH 6, Länge 45 cm, mit atraumatisch, knopfsondenartig gebogener offener Spitze, röntgensicher
- Geeignet für Führungsdrähte von 0.025 bis max. 0.035
- Anspritzadapter

VORTEIL

- Durch die knopfsondenartig gebogene Spitze geringe Traumatisierung
- Ausgezeichnete Steuerungsmöglichkeit durch optimale Länge von 45 cm
- Leichte Sondierung des Kanals auch bei längerer Dislokation
- Der Katheter lässt sich durch Veränderung der Spitzenkrümmung über den Führungsdraht von 0.025 bis max. 0.035 optimal legen
- Durch beigelegten Anspritzadapter einfaches Einspritzen des Röntgenkontrastmittels zur Lagekontrolle möglich

BESTELLUNG

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
RN-520650	RN-520651	6	45

