

RENOVISION-BALLONKATHETER INTEGRIERT


100% Silikon BALLONKATHETER, Ballon flach integriert

SET-INHALT

- 100% Silikon Nephrostomieballonkatheter mit flach integriertem Ballon, Graduierung in cm, Röntgenkontraststreifen und röntgensichtbare, offene Spitze
- Katheterstopfen

VORTEIL

- Verbesserte Röntgensichtbarkeit durch speziell entwickelten Röntgenkontraststreifen
- Für Lang- und Kurzzeitdrainage hervorragend geeignet (100% Silikon), ausgezeichnete Verträglichkeit
- Verminderte materialbedingte Inkrustationsneigung
- Röntgenkontraststreifen
- Optimal konfigurierter Ballon (ovale Form) zur sicheren Fixierung im Nierenbeckenkelchsystem
- Sichere Platzierung durch cm-Graduierung
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Trichters und sicheres Konnektieren des Urinbeutels



BESTELLUNG

• Katheter, einzeln

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml/cc)
RN-430826	8	26	1,5
RN-431026	10	26	1,5
RN-431226	12	26	2
RN-431426	14	26	3
RN-431626	16	26	5
RN-431826	18	26 </td <td>5</td>	5
RN-432026	20	26	5
RN-432226	22	26	5
RN-432426	24	26	5
RN-432626	26	26	5

