

### SET-INHALT

- Nephrostomie 1-Lumenkatheter, supersoft, offene Spitze
- 100% Silikon
- Länge 40 cm
- cm-Graduierung (5-10-15-20 cm)
- Röntgenkontraststreifen
- Katheterstopfen
- Führungsdraht, PTFE-beschichtet, 0.038, 85 cm (im Wechselset)

### VORTEIL

- Verminderte materialbedingte Inkrustationsneigung
- Kostenoptimiertes Arbeiten
- Optimaler Tragekomfort


### BESTELL-NUMMERN

#### • 1-Lumen Katheter, einzeln

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
RN-221240	12	40
RN-221440	14	40
RN-221640	16	40

#### • Nephrostomie-Wechselset

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
RN-231240	12	40
RN-231440	14	40
RN-231640	16	40



nur im Wechselset