

VISIOFIX


Nierenzystenpunktionsset, mit aufgezo- genem TEFLON-Katheter, gerade oder Pigtail

SET-INHALT

- Punktionsnadel 2-teilig, 19,5 Ga, beste Ultraschallsichtbarkeit
- Teflonkatheter CH 5, gerade, mit Drainageaugen, offene Spitze
- Pigtail-Teflonkatheter CH 5, mit Drainageaugen und Strecker, offene Spitze

VORTEIL

- Anwenderfreundliche Einschnitt-Technik
- Sichere und einfache Führung des Katheters beim Legen
- Kostenoptimiertes Arbeiten



BESTELL-NUMMERN

• Visiofix

| mit geradem Katheter | | mit Pigtail-Katheter | |
|----------------------|-------------|----------------------|------------|
| Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Größe (CH/Fr) | Länge (cm) |
| RN-540520 | RN-530520 | 5 | 20 |
| | RN-530525 | 5 | 25 |