

## VORTEIL

### “ONE FITS ALL”

**Universaladapter mit Silikonschlauchverbindung,  
Luer-Lock männlich und weiblich**

- Besteht aus Luer-Lock Verbinder und Silikonschlauch
- Der Adapter ermöglicht den Anschluss an alle gängigen Urinbeutelssysteme mit Kegolverbindung
- Besonders geeignet für die Verbindung zwischen Luer-Lock Instrumenten (Nephrostomie und Zystostomie)
- Problemlose, universelle Connection für Patient und Anwender

## BESTELLUNG

- **Universaladapter mit Silikonschlauchverbindung,  
Luer-Lock männlich**

| Bestell-Nr. | Länge Verbindungsstück (cm) |
|-------------|-----------------------------|
| AD-1005     | 5                           |
| AD-1010     | 10                          |
| AD-1020     | 20                          |



- **Universaladapter mit Silikonschlauchverbindung,  
Luer-Lock weiblich**

| Bestell-Nr. | Länge Verbindungsstück (cm) |
|-------------|-----------------------------|
| AD-2005     | 5                           |

