

## VISI-INTEGRAL NELATON


Ballonkatheter mit integriertem Ballon aus 100% Silikon, NELATON-Soft, grün

### SET-INHALT

- Ballonkatheter aus 100% Silikon mit NELATON Spitze
- Länge 40 cm, Ballonkapazität s.u.
- Katheterstopfen

### VORTEIL

- Durch integrierten Ballon weniger Irritationen der Harnröhre beim Legen und Wechseln des Katheters
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Trichters und sicheres Konnektieren der Urinbeutel
- Durch besondere Materialeigenschaften, ausgezeichnete Gewebeverträglichkeit bei der Langzeitdrainage
- Sehr geringe Inkrustationsneigung



Integrierter Ballon

### BESTELLUNG

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-101040	10	30	3
KI-101240	12	40	5
KI-101440	14	40	10
KI-101640	16	40	10
KI-101840	18	40	10
KI-102040	20	40	10
KI-102240	22	40	10
KI-102440	24	40	10
KI-102640	26	40	10

Bei Bestellung mit Stirnloch bitte an der Artikel-Nr. "-SL" angeben.

Bsp.: KI-102040-SL