

INHALT

- Ballonkatheter mit fester Silikonbeschichtung innen und außen auf einem Latexkern, Farbe grün
- NELATON Spitze
- Katheterstopfen

VORTEIL

- Durch die feste Silikonbeschichtung innen und außen auf einem Latexkern, sind die Vorteile von Silikon und Latex in einem Katheter vereinigt
- Sehr gute Gewebeerträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung durch Silikonschicht
- Der Trichteransatz reißt nicht ein und hält optimal am Stufenverbinder der Beutelsysteme
- Weicher Ballonkatheter mit sehr hohem Tragekomfort für den Patienten, daher für die Langzeitdrainage bestens geeignet
- Der Katheter besitzt eine sehr hohe Ballonstabilität, hierdurch sind Ballonrupturen oder das Nachblocken so gut wie ausgeschlossen.

BESTELLUNG

mit NELATON-Spitze

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-200810	8	31	5
KI-201010	10	31	5
KI-201210	12	40	10
KI-201410	14	40	10
KI-201610	16	40	10
KI-201810	18	40	10
KI-202010	20	40	10
KI-202210	22	40	10
KI-202410	24	40	10
KI-202610	26	40	10

Bei Bestellung mit Stirnloch bitte an der Artikel-Nr. "-SL" angeben. Bsp.: KI-202010-SL

Optimaler Katheter für die Pflege!

