

# ZUBEHÖR FÜR SUPRAPUBISCHE BLASENDRAINAGE

Drähte, Punktionskanülen, Pflaster,  
Dilatatoren mit Spaltschaft

## BESTELLUNG

### • Spaltkanülen

Bestell-Nr.	Stichlänge	Kanülen	
		Außendurchmesser (mm)	passend für Kathetergröße (CH)
SV-391008	8	3,6	8,5
SV-391012	12	3,6	8,5
SV-391408	8	4,6	10+12 Katheter mit integriertem Ballon*
SV-391412	12	4,6	10+12 Katheter mit integriertem Ballon*
SV-391512	12	5,6	14 Katheter mit integriertem Ballon
SV-391612	12	7,2	16 Katheter mit integriertem Ballon


- Sehr guter Schneideeffekt durch besondere Spitzenschärfe

- Exaktes und leichtes Spalten der Kanüle

\* CH 10 Pigtail-Katheterröhre Ballon

### • Fixierpflaster

Bestell-Nr.	Anmerkung
PL-400	klein
PL-500	groß



### • Führungsdrähte

Bestell-Nr.	Größe (inch)	Länge (cm)	passend für Katheter (CH)
ST-291032	0.032	100	10
ST-291038	0.038	100	≥ 12
ST-298538	0.038	85	≥ 12
ST-291045	0.045	100	≥ 12



### • Dilatator mit Spaltschaft

Bestell-Nr.	Größe (CH)	Länge (cm)	passend für Kathetergröße mit integriertem Ballon (CH)	
			empfohlen für Drahtdurchmesser	
RN-781200	12	18	0.038	10
RN-781400	14	18	0.038	12
RN-781600	16	18	0.038	14
RN-781800	18	18	0.038	16
RN-782000	20	18	0.038	18
RN-782200	22	18	0.038	20

