

SET-INHALT

- Suprapubischer Pigtailkatheter PUR, 65 cm Fr 8,5 oder Fr 10, Fr 12 oder Fr 14
- Spaltkanüle je nach CH-Größe 3,6 mm, 4,6 mm oder 5,6 mm
- Klemme
- Im Wechselset:
Führungsdraht PTFE-beschichtet, 100 cm, 0.045,
- Fixierpflaster
- Katheterstopfen
- Skalpell

VORTEIL

- Katheter aus Polyurethan
- Für Lang- u. Kurzzeitdrainage bestens geeignet
- Sichere Fixierung des Katheters in der Blase mittels Fixierpflaster auf der Haut
- Hervorragende Gewebeverträglichkeit
- Geringe Inkrustationsneigung
- Einfache, risikoarme und hygienische Handhabung
- Leichte Pflege

BESTELLUNG

• Suprapubisches Punktionsset ohne Ballon

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Spaltkanüle Ø (mm)
SV-378565	8,5	65	3,6
SV-371065	10	65	4,6
SV-371265	12	65	5,6

• Suprapubisches Wechselset ohne Ballon

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
SV-378566	8,5	65
SV-371066	10	65
SV-371266	12	65
SV-371466	14	65

Suprapubische Katheter/Sets auch für KINDER erhältlich, siehe Kapitel 10

