

# SUPRAVISION TUR-BLASENPUNKTIONSBESTECK

Suprapubisches TUR-Blasenpunktionsbesteck zur intra- und postoperativen Spülung

## SET-INHALT

- Suprapubischer Katheter, 65 cm, FR 14, offene oder geschlossene Spitze
- Spaltkanüle Ø 5,6mm
- Klemme
- Pflaster zur Katheterfixierung
- Katheterstopfen
- Skalpell

## VORTEIL

- Katheter aus Polyurethan mit großen Drainage-Lumen und hoher Spülleistung, dadurch kürzere Resektionszeit im Vergleich zur Standard-Resektion
- Annähen an die Haut entfällt, da sichere Fixierung mit beiliegendem Pflaster

## BESTELLUNG

- TUR-Punktionsset

| offene Spitze | geschlossene Spitze |               |            |
|---------------|---------------------|---------------|------------|
| Bestell-Nr.   | Bestell-Nr.         | Größe (CH/Fr) | Länge (cm) |
| SV-391540     | SV-391640           | 14            | 65         |

- TUR-Pigtailkatheter

| offen, einzeln | geschlossen, einzeln |               |            |
|----------------|----------------------|---------------|------------|
| Bestell-Nr.    | Bestell-Nr.          | Größe (CH/Fr) | Länge (cm) |
| SV-391865      | SV-391765            | 14            | 65         |

