

SUPRAVISION TUR-BLASENPUNKTIONSBESTECK

Suprapubisches TUR-Blasenpunktionsbesteck zur intra- und postoperativen Spülung

SET-INHALT

- Suprapubischer Katheter, 65 cm, FR 14, offene oder geschlossene Spitze
- Spaltkanüle Ø 5,6mm
- Klemme
- Pflaster zur Katheterfixierung
- Katheterstopfen
- Skalpell

VORTEIL

- Katheter aus Polyurethan mit großen Drainage-Lumen und hoher Spülleistung, dadurch kürzere Resektionszeit im Vergleich zur Standard-Resektion
- Annähen an die Haut entfällt, da sichere Fixierung mit beiliegendem Pflaster

BESTELLUNG

- TUR-Punktionsset inkl. Skalpell

offene Spitze	geschlossene Spitze		
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
SV-391540	SV-391640	14	65

- TUR-Pigtailkatheter

offen, einzeln	geschlossen, einzeln		
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
SV-391865	SV-391765	14	65

- Skalpell

Bestell-Nr. _____
SV-250 _____

