

## SET-INHALT

- Suprapubischer Katheter, 65 cm, FR 14, offene Spitze
- Adapter mit Trichter separat

## VORTEIL

- Katheter aus Polyurethan mit großen Drainage-Lumen und hoher Spülleistung, dadurch kürzere Resektionszeit im Vergleich zur Standard-Resektion
- Zur Verwendung mit reusable Trokar, Adapter wird separat beigelegt und kann nach dem Entfernen des Trokars mit dem Katheter verbunden werden

## BESTELLUNG

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
SV-391865-ML	14	65

