

SUPRAVISION-INTEGRAL STANDARD

Suprapubisches Initial-Blasenpunktionsset mit Katheter aus 100% Silikon und integriertem Ballon

INHALT

- Suprapubischer Katheter mit integriertem Ballon, transparent, 100% Silikon, mit Röntgenkontraststreifen
- Katheterstopfen


VORTEIL

- Transparenter Katheter mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- Vollsilikonkatheter mit integriertem Ballon, dadurch leichteres Legen des Katheters
- Ausgezeichnete Durchflußrate
- Sehr geringe Inkrustationsneigung, risikoarme, einfache Handhabung
- Abgerundete Spitze für leichtere Platzierung des Katheters
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Katheters und sicheres Konnektieren der Urinbeutel

BESTELLUNG

• Suprapubischer Katheter einzeln

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-310835	8	35	1,5	0.028
SV-311040	10	40	3	0.032
SV-311240	12	40	5	0.038
SV-311440	14	40	5	0.038
SV-311640	16	40	10	0.038
SV-311840	18	40	10	0.038
SV-312040	20	40	10	0.038
SV-312240	22	40	10	0.038
SV-321025	10	25	3	0.032
SV-321225	12	25	5	0.038
SV-321425	14	25	5	0.038
SV-321625	16	25	10	0.038
SV-321825	18	25	10	0.038
SV-322025	20	25	10	0.038
SV-322225	22	25	10	0.038
SV-322425	24	25	10	0.038



Suprapubische Katheter/Sets auch für KINDER erhältlich, siehe Kapitel 10