

# SUPRAVISION-INTEGRAL STANDARD

Suprapubisches Initial-Blasenpunktionsset mit Katheter aus 100% Silikon und integriertem Ballon

## INHALT

- Suprapubischer Katheter mit integriertem Ballon, transparent, 100% Silikon, mit Röntgenkontraststreifen
- Spaltkanüle  $\varnothing$  3,6 mm für CH 8,  $\varnothing$  4,6 mm für CH 10 + 12,  $\varnothing$  5,6 mm für CH 14,  $\varnothing$  7,2 für CH 16
- Katheterstopfen
- Skalpell


## VORTEIL

- Transparenter Katheter mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- Vollsilkonkatheter mit integriertem Ballon, dadurch leichteres Legen des Katheters
- Ausgezeichnete Durchflußrate
- Sehr geringe Inkrustationsneigung, risikoarme, einfache Handhabung
- Abgerundete Spitze für leichtere Platzierung des Katheters
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Katheters und sicheres Konnektieren der Urinbeutel

## BESTELLUNG

### • Suprapubisches Punktionsset

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-300835	8	35	1,5	0.028
SV-301040	10	40	3	0.032
SV-301240	12	40	5	0.038
SV-301440	14	40	5	0.038
SV-301640	16	40	10	0.038



Integrierter Ballon