

# SUPRAVISION-INTEGRAL

Suprapubisches Wechselset,  
Dilatationswechselset mit Katheter aus 100% Silikon  
und integriertem Ballon

## SET-INHALT

- Suprapubischer 100% Silikon-Katheter mit integriertem Ballon, zentral offene Spitze
- PTFE-beschichteter Führungsdraht, Länge 85 cm im Wechselset
- Dilatator mit Spaltschaft im Dilatationswechselset
- Katheterstopfen

## VORTEIL

- Bessere Legeeigenschaften durch abgerundete Katheterspitzen
- Transparenter Katheter mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Trichters und sicheres Konnektieren der Urinbeutel

## BESTELLUNG

### • Suprapubisches Wechselset

(Ballonkatheter mit integriertem Ballon und Führungsdraht 85 cm)

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-330835	8	35	1,5	0.028
SV-331040	10	40	3	0.032
SV-331240	12	40	5	0.038
SV-331440	14	40	5	0.038
SV-331640	16	40	10	0.038
SV-331840	18	40	10	0.038
SV-332040	20	40	10	0.038

### • Suprapubisches Dilatationswechselset

(Ballonkatheter mit integriertem Ballon und Führungsdraht 85 cm und Dilatator mit Spaltschaft)

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-341040	10	40	3	0.032
SV-341240	12	40	5	0.038
SV-341440	14	40	5	0.038
SV-341640	16	40	10	0.038

### • Dilatator mit Spaltschaft

Bestell-Nr.	
RN-781200	für CH 10
RN-781400	für CH 12
RN-781600	für CH 14
RN-781800	für CH 16

Suprapubische Katheter/Sets auch für  
KINDER erhältlich, siehe Kapitel 10

