

# SUPRAVISION VISIOSLIDE INTEGRAL KATHETER

Suprapubisches Initial-Blasenpunktionsset mit VISIOSLIDE-  
beschichtetem Silikon-Katheter und integriertem Ballon

## INHALT

- Suprapubischer 100% Silikon-Katheter mit integriertem Ballon, transparent, mit Röntgenkontraststreifen, VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung (innen und außen abriebfest beschichtet)
- Spaltkanüle  $\varnothing$  4,6 mm für CH 10-12,  $\varnothing$  5,6 mm für CH 14,  $\varnothing$  7,2 mm für CH 16
- Katheterstopfen
- Skalpell


## VORTEIL

- **VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung:**
  1. Erhöhte Gleiteigenschaften
  2. geringere Inkrustationsneigung, dadurch erhöhte Liegezeiten
  3. Verbesserte Gleiteigenschaften vorteilhaft bei Punktions- und Katheterwechsel
- Transparenter Katheter mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- 100% Silikon-Katheter mit integriertem Ballon, dadurch leichteres Legen des Katheters
- Durch integrierten Ballon nun auch Initialpunktionsset in CH 14 möglich (Spaltkanüle 5,6 mm)
- Ausgezeichnete Durchflußrate
- Sehr geringe Inkrustationsneigung, risikoarme, einfache Handhabung
- Abgerundete Spitze für leichtere Platzierung des Katheters
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Katheters und sicheres Konnektieren der Urinbeutel

## BESTELLUNG

### • Suprapubisches Punktionsset

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-300835-SC	8	35	1,5	0.028
SV-301040-SC	10	40	3	0.032
SV-301240-SC	12	40	5	0.038
SV-301440-SC	14	40	5	0.038
SV-301640-SC	16	40	10	0.038



nur im Wechselset

nur im Punktionsset



# SUPRAVISION VISIOSLIDE INTEGRAL KATHETER

Suprapubisches Initial-Blasenpunktionsset mit VISIOSLIDE-  
beschichtetem Silikon-Katheter und integriertem Ballon

## BESTELLUNG

### • Suprapubischer Katheter einzeln

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	
SV-310835-SC	8	35	1,5	0.028
SV-311040-SC	10	40	3	0.032
SV-311240-SC	12	40	5	0.038
SV-311440-SC	14	40	5	0.038
SV-311640-SC	16	40	10	0.038
SV-311840-SC	18	40	10	0.038
SV-312040-SC	20	40	10	0.038
SV-312240-SC	22	40	10	0.038
SV-312440-SC	24	40	10	0.038

### • Suprapubisches Wechselset

(Ballonkatheter mit integriertem Ballon und Führungsdraht 85 cm)

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-330835-SC	8	35	1,5	0.028
SV-331040-SC	10	40	3	0.032
SV-331240-SC	12	40	5	0.038
SV-331440-SC	14	40	5	0.038
SV-331640-SC	16	40	10	0.038
SV-331840-SC	18	40	10	0.038
SV-332040-SC	20	40	10	0.038