

SUPRAVISION VISIOSLIDE INTEGRAL KATHETER

Suprapubisches Initial-Blasenpunktionsset mit VISIOSLIDE-
beschichtetem Silikon-Katheter und integriertem Ballon

INHALT

- Suprapubischer 100% Silikon-Katheter mit integriertem Ballon, transparent, mit Röntgenkontraststreifen, VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung (innen und außen abriebfest beschichtet)
- Spaltkanüle \varnothing 4,6 mm für CH 10-12, \varnothing 5,6 mm für CH 14, \varnothing 7,2 mm für CH 16
- Katheterstopfen
- Wahlweise mit oder ohne Skalpell

VORTEIL

- **VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung:**
 1. Erhöhte Gleiteigenschaften
 2. geringere Inkrustationsneigung, dadurch erhöhte Liegezeiten
 3. Verbesserte Gleiteigenschaften vorteilhaft bei Punktions- und Katheterwechsel
- Transparenter Katheter mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- 100% Silikon-Katheter mit integriertem Ballon, dadurch leichteres Legen des Katheters
- Durch integrierten Ballon nun auch Initialpunktionsset in CH 14 möglich (Spaltkanüle 5,6 mm)
- Ausgezeichnete Durchflußrate
- Sehr geringe Inkrustationsneigung, risikoarme, einfache Handhabung
- Abgerundete Spitze für leichtere Platzierung des Katheters
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Katheters und sicheres Konnektieren der Urinbeutel


BESTELLUNG

• Suprapubisches Punktionsset

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-300835-SC	8	35	1,5	0.028
SV-301040-SC	10	40	3	0.032
SV-301240-SC	12	40	5	0.038
SV-301440-SC	14	40	5	0.038
SV-301640-SC	16	40	10	0.038


• Suprapubisches Punktionsset ohne Skalpell

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-300835-SC-1	8	35	1,5	0.028
SV-301040-SC-1	10	40	3	0.032
SV-301240-SC-1	12	40	5	0.038
SV-301440-SC-1	14	40	5	0.038
SV-301640-SC-1	16	40	10	0.038



Mit
VISIOSLIDE-
Spezial-
beschichtung

nur im Wechselset



nur im Punktionsset