

SUPRAVISION-SOFT

Suprapubischer silikonbeschichteter Ballonkatheter mit Latexkern einzeln und im Wechselset

SET-INHALT

- Suprapubischer Ballonkatheter mit fester Silikonbeschichtung innen und außen auf einem Latexkern, CH 12-26, 40 cm, offene Spitze
- PTFE-beschichteter Führungsdraht, 0.038, Länge: 85 cm (nur im Wechselset!)
- Katheterstopfen

VORTEIL

- Durch die Silikonschicht auf einem Latexkern, sind die Vorteile von Silikon und Latex in einem Katheter vereinigt
- Der Trichteransatz reißt nicht ein und hält optimal am Konnektor der Beutelsysteme
- Weicher Ballonkatheter mit sehr hohem Tragekomfort für den Patienten, daher bestens geeignet für die Langzeitdrainage
- Der Katheter besitzt eine sehr hohe Ballonstabilität, hierdurch sind Ballonrupturen oder das Nachblocken so gut wie ausgeschlossen
- Durch die stark abgerundete Spitze läßt sich der Katheter leicht legen


BESTELLUNG

• Suprapubisches Wechselset mit silikonbeschichteten Katheter

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-351240	12	40	10	0.038
SV-351440	14	40	10	0.038
SV-351640	16	40	10	0.038
SV-351840	18	40	10	0.038
SV-352040	20	40	10	0.038

• Suprapubischer, silikonbeschichteter Katheter einzeln

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-361240	12	40	10	0.038
SV-361440	14	40	10	0.038
SV-361640	16	40	10	0.038
SV-361840	18	40	10	0.038
SV-362040	20	40	10	0.038
SV-362240	22	40	10	0.038
SV-362440	24	40	10	0.038
SV-362640	26	40	10	0.038



nur im Wechselset