

SET-INHALT

- Suprapubischer Dilatationsballonkatheter mit flach integriertem Ballon, geformte, verstärkte und offene Spitze, 100% Silikon, CH 12 (5 ml), ab CH 14 Ballonkapazität 10 ml
- Katheterstopfen
- Stilet

VORTEIL

- Durch die verstärkte Spitze und exakter Adaption auf den Führungsdraht ist leichteres Dilatieren möglich
- 100% Silikon-Katheter mit flach integriertem Ballon, dadurch leichteres Legen des Katheters
- Sehr geringe Inkrustationsneigung, risikoarme, einfache Anwendung
- Katheter mit Stilet; bei Katheterdislokation besteht die Möglichkeit die Punktionsstelle erneut zu sondieren. Eine wiederholte Punktion kann somit vermieden werden

BESTELLUNG

• Suprapubisches Katheter, einzeln

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
SV-441240	12	40	5
SV-441440	14	40	10
SV-441640	16	40	10
SV-441840	18	40	10
SV-442040	20	40	10

• Suprapubisches Spezial-Katheter, mit Stilet

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
SV-511240	12	40	5
SV-511440	14	40	10
SV-511640	16	40	10
SV-511840	18	40	10
SV-512040	20	40	10

Für 0.035-Führungsdraht geeignet.
Bestell-Nr. des Drahtes: ST-291035

