


## SET-INHALT

- UVD-47587 Urindrainagesystem UroVision, 2000 ml
- Schlauchlänge 120 cm

## VORTEIL

- Geschlossenes Urindrainagesystem 2000 ml
- Graduierung auf geruchsdichter Beutelfolie
- Pasteur'sche Kammer (Tropfkammer) mit Folienrückschlagventil ermöglicht besten Schutz vor ascendierender Keimwanderung
- Einhand-Ablasshahn, mit belüfteter Fixierung
- Stabile Nylonhaken + Kordel zur Fixierung am Bett
- Schiebeklemme
- Lakenklemme
- Weicher, knickstabiler Schlauch
- Probeurin-Entnahmevorrichtung



## BESTELLUNG

- Urovision Bettbeutel

Bestell-Nr.	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)
UVD-47587	2000	120