

VORTEILE

UVD-3


- Geschlossenes Urin-Drainagesystem, Bettbeutel 2000 ml
- Sehr stabile Ausführung
- Schlauchlänge 120 cm mit Schiebeklemme
- Geruchsdichte Beutelfolie mit Standardgraduierung
- Einhand-Ablasshahn mit belüfteter Fixierung
- 2-Universalhaken mit Befestigungskordel
- Pasteur'sche Kammer (Tropfkammer mit Membranrückschlagventil)
- Probeurin-Entnahmevorrichtung

UVD-A4

- Urin-Drainagesystem, 2000 ml
- Graduiert mit Rücklaufventil
- Probeurin-Entnahmevorrichtung
- Ablasshahn
- Schlauchlänge 120 cm

UVD-A4 KH

- Urinbeutel, 1500 ml
- Graduiert mit Rücklaufsperr
- Großer Konnektor
- Ohne Ablasshahn




BESTELLUNG

• Urinbeutel Standard

Bestell-Nr.	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)
UVD-3	2000	120
UVD-A4	2000	120
UVD-A4 KH	1500	90

• Plastikhänger

Bestell-Nr.	
UVD-592035-A	



Plastikhänger