

SET-INHALT

- 10 Stück entleerbare 3-Kammer-Beinbeutel, 500 ml mit Antirefluxventil und Ablaßhahn
- 1 Paar elastische Beingurte (textil) mit rutschfesten Silikonstreifen und Klettverschluß
- Vliesbezug am Beutel

BESTELLUNG

- **Beutel ohne Schlauchansatz (für Oberschenkelbefestigung)**


Bestell-Nr.	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)
UVD-591001	500	6

- **Beutel mit 10 cm Schlauchansatz (für Oberschenkelbefestigung)**

Bestell-Nr.	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)
UVD-591002	500	10

- **Beutel mit 30 cm Schlauchansatz (für Unterschenkelbefestigung)**

Bestell-Nr.	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)
UVD-591003	500	30



- **Zusätzliche Beingurte**

Universal-Kletthalteband, Länge individuell kürzbar
(für Oberschenkelbefestigung und Unterschenkelbefestigung)
(VE = 1 Paar)

Bestell-Nr.
UVD-591005

