

# UROVISION-DILATATIONS-KATHETER-SETS

zur Dilatation der Harnröhre (Nelaton-Tiemannspitze)

## SET-INHALT

### uroVision Set-NELATON:

- Inhalt: 7 Katheter in CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, und CH 20
- 2 seitliche Drainageaugen
- Zylindrisch geschlossene NELATON-Spitze
- Länge: 40 cm

### uroVision Set NELATON-Frauen:

- Inhalt: 5 Katheter in CH 8, 10, 12, 14, 16
- 2 seitliche Augen
- Zylindrisch geschlossene NELATON-Spitze
- Länge: 20 cm

### uroVision Set-TIEMANN:

- Inhalt: 7 Katheter in CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, und CH 20
- DS-987-R4 Inhalt: nur 4 Katheter in CH 12, 14, 16, 18
- 2 seitliche Drainageaugen
- Zylindrisch geschlossene TIEMANN-Spitze
- Länge: 40 cm


## BESTELLUNG

### • NELATON-Set

Männer	Frauen		
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
DS-985		8-20	40
	DS-986	8-16	20

### • TIEMANN-Set

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
DS-987	8-20	40
DS-987-R	12-24	40
DS-987-R4	12-18	40



NELATON  
Spitze  
für Frauen

TIEMANN    NELATON  
Spitze      Spitze