

# UROVISION EXTENSIONSKATHETER

von CH 10 auf CH 22, Länge: 40 cm,  
TIEMANN und gerade Spitze

## INHALT

- Katheter mit TIEMANN Spitze (EK-80) bzw. mit gerader, zentral offener Spitze (EK-81)
- CH 10 auf CH 22,
- Länge 40 cm
- 1 Auge und eine Drainageöffnung
- Trichteransatz
- Material PVC
- Sterile Einzelverpackung

## VORTEIL

- Stufenlose Aufweitung der Urethra, dadurch nur einmalige Läsion an der Schleimhaut
- Patientenfreundlich durch nur eine Längspassage
- Geringeres Rezidiv der HR-Striktur
- Einfache und hygienische Anwendung

## BESTELLUNG

- Urovision Extensionskatheter


### mit TIEMANN Spitze

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
EK-801022	10-22	40

### mit gerade, offener Spitze

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
EK-811022	10-22	40

PZN 20 37 616 (f. EK 80)



TIEMANN Spitze

gerade offene Spitze