

URODYNAMIK

2-WEG-BLASENDRUCKMESSKATHETER

Urodynamischer 2-Weg-Blasendruckmesskatheter, gerade und TIEMANN Spitze

SET-INHALT

- 2-Weg-Blasendruckmesskatheter mit Luer-Lock-Ansätzen und Verschlusskappen, gerade bzw. Tiemann Spitze, Größe: CH 7 + 9, Längen: 25 cm bzw. 40 cm

VORTEIL

- PVC- und Latex-FREI (Material: Aliphatisches Polyurethan)
- Unkompliziertes Einführen
- Farbcodierung der Ansätze
- Simultane Blasenfüllung und Druckmessung
- Röntgensichtbar
- Optimale Messergebnisse durch die spezielle Katheter-Konfiguration

FARBCODIERUNG DER ANSÄTZE

- Blauer Ansatz: Messen
- Transparenter Ansatz: Füllen

BESTELLUNG

• 2-Weg-Blasendruckmesskatheter

Bestell-Nr.	Spitzenform	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
UR-325	gerade	7	25
UR-425	gerade	9	25
UR-340	gerade	7	40
UR-440	gerade	9	40
UR-530	TIEMANN	7	40
UR-540	TIEMANN	9	40

