

SET-INHALT

- 2-Weg-Blasendruckmesskatheter mit Pigtail, Luer Lock-Ansätzen, Strecker und Stilet GröÙe CH 9, Länge 40 cm

VORTEIL

- PVC- und Latex-FREI (Material: Aliphatisches Polyurethan)
- Unkompliziertes Einführen
- Farbcodierung der Ansätze
- Simultane Blasenfüllung und Druckmessung
- Röntgensichtbar
- Optimale Messergebnisse durch die spezielle Katheter-Konfiguration

FARBCODIERUNG DER ANSÄTZE

- Blauer Ansatz: Messen
- Transparenter Ansatz: Füllen

BESTELLUNG

- Urodynamik 2-Weg Blasendruckmesskatheter

Bestell-Nr.	GröÙe (CH/Fr)	Länge (cm)
UR-640	9	40

