

SET-INHALT

- 2-Weg-Blasendruckmesskatheter mit Pigtail zur suprapubischen Platzierung
- Punktionskanüle

VORTEIL

- Durch offene Spitze Möglichkeit einen suprapubischen Katheter zur Drainage im Anschluß einzulegen


FARBCODIERUNG DER ANSÄTZE

- Blauer Ansatz: Messen
- Transparenter Ansatz: Füllen

BESTELLUNG

- Urodynamik 2-Weg-Blasendruckmesskatheter

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
UR-740	9	40



Querschnitt

