

URODYNAMIK 3-WEG-BLASEN-DRUCKMESSKATHETER

Urodynamischer 3-Weg-Blasendruckmesskatheter, gerade und TIEMANN Spitze

SET-INHALT

- 3-Weg-Blasendruckmesskatheter mit Luer-Lock-Ansätzen und Verschlusskappen, gerade bzw. Tiemann Spitze, Größen: CH 8 und CH 10, Länge: 40 cm

VORTEIL

- PVC- und Latex-FREI (Material: Aliphatisches Polyurethan)
- Unkompliziertes Einführen
- Zur kombinierten Urethrozystometrie
- Farbcodierung der Ansätze
- Simultane Blasenfüllung und Druckmessung
- Röntgensichtbar
- Optimale Messergebnisse durch die spezielle Katheter-Konfiguration

FARBCODIERUNG DER ANSÄTZE

- Transparenter Ansatz: Füllen
- Blauer Ansatz: Blasendruckmessung
- Gelber Ansatz: Urethradruckprofilmessung

BESTELLUNG

- 3-Weg-Blasendruckmesskatheter

Bestell-Nr.	Spitzenform	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
UR-140	gerade	8	40
UR-150	TIEMANN	8	40
UR-240	gerade	10	40
UR-250	TIEMANN	10	40

