

URODYNAMIK 3-WEG-BLASENDRUCK- MESSKATHETER mit DISTANZRINGEN

Urodynamischer 3-Weg-Blasendruckmesskatheter,
mit Distanzringen, gerade und TIEMANN Spitze

SET-INHALT

- 3-Weg-Blasendruckmesskatheter mit Distanzringen, Luer-Lock-Ansätzen und Verschlusskappen, gerade bzw. Tiemann Spitze, Größen: CH 8 und CH 10, Länge: 40 cm

VORTEIL

- Optimale Messergebnisse durch spezielle Distanzringe am Messauge für das Urethradruckprofil
- PVC- und Latex-FREI (Material: Aliphatisches Polyurethan)
- Unkompliziertes Einführen
- Zur kombinierten Urethrozystometrie
- Farbcodierung der Ansätze
- Simultane Blasenfüllung und Druckmessung
- Röntgensichtbar

FARBCODIERUNG DER ANSÄTZE

- Transparenter Ansatz: Füllen
- Blauer Ansatz: Blasendruckmessung
- Gelber Ansatz: Urethradruckprofilmessung

BESTELLUNG

• 3-Weg-Blasendruckmesskatheter

Bestell-Nr.	Spitzenform	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
UR-145	gerade	8	40
UR-155	TIEMANN	8	40
UR-245	gerade	10	40
UR-255	TIEMANN	10	40

