

# EINWEG-REKTALDRUCKMESSKATHETER

Messkatheter zur rektalen Druckmessung,  
druckstabiles Einkanalssystem, aus 100% Silikon

## SET-INHALT

- Rektaler Druckmesskatheter mit Halteballon CH 10 oder CH 18, 30 cm, Ballonkapazität 10-15 ml bzw. 30-45 ml, 100% Silikon

## VORTEIL

- Rektalkatheter aus 100% Silikon. Somit ist die Latexproblematik nicht mehr gegeben bzw. komplett vermieden!
- Halteballon verhindert das Herausgleiten aus dem Rektum bei reduziertem Beckenbodentonus
- Katheterende wird durch eine Schutzhülle vor Stuhl geschützt. Gleichzeitig gewähren die Perforationslöcher der Schutzhülle nach Befüllen mit Wasser eine nahezu unmittelbare Ankopplung an das Druckmilieu im Rektum.
- Dadurch größtmögliche Messgenauigkeit
- Der Druckmesskanal kann zu 100% entlüftet werden

## BESTELLUNG

### • Einweg-Rektaldruckmesskatheter

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
UR-460	10	30	15
UR-470	18	30	30-45



**Katheter aus  
100%  
Silikon**