

VISIOKON-KATHETER

Katheter zur röntgenologischen Darstellung der weiblichen Harnröhre und deren pathologischen Veränderungen (Divertikel, Fisteln)

SET-INHALT

- Katheter mit Ballon CH 12, Länge: 30 cm, 100% Silikon
- Katheterklemme
- Verschiebbarer Konus

VORTEIL

- Katheter mit Halteballon und verschiebbarem olivenförmigen Konus
- Durch Röntgenkontraststreifen über die gesamte Katheterlänge optimale Sichtbarkeit
- Optimale Kontrastmitteldarstellung durch große Augen am Katheterende

BESTELLUNG

• Visiokon-Messkatheter

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml/cc)
PI-230	12	30	5 - 10

