

## INHALT

- Ballonkatheter mit fester Silikonbeschichtung innen und außen auf einem Latexkern, integrierter Ballon, Farbe grün (KI-20)
- NELATON Spitze, Länge 30 cm, Ballonkapazität 5 ml
- Katheterstopfen

## VORTEIL

- Durch die feste Silikonbeschichtung innen und außen auf einem Latexkern, sind die Vorteile von Silikon und Latex in einem Katheter vereinigt
- Sehr gute Gewebeerträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung durch Silikonschicht
- Der Trichteransatz reißt nicht ein und hält optimal am Stufenverbinder der Beutelsysteme
- Weicher Ballonkatheter mit sehr hohem Tragekomfort für den Patienten, daher für die Langzeitdrainage bestens geeignet
- Der Katheter besitzt eine sehr hohe Ballonstabilität, hierdurch sind Ballonrupturen oder das Nachblocken so gut wie ausgeschlossen.

## BESTELLUNG

### • Visiosoft

#### Silikonbeschichtet mit Latexkern

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-200810	8	30	5
KI-201010	10	30	5

