

INHALT

- Ballonkatheter, 100% Silikon, Standard-Ballon, transparent (KW-45)
- NELATON Spitze, Länge 30 cm, Ballonkapazität 1,5 bzw 5 ml
- Katheterstopfen

VORTEIL

- VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung (bei KW-45xx03-SC):
 1. Erhöhte Gleiteigenschaften
 2. Geringere Inkrustationsneigung, dadurch erhöhte Liegezeiten
- Transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- Hohe Ballonstabilität bei geringer Diffusion
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Trichters und sicheres Konnektieren der Urinbeutel

BESTELLUNG

• Visiocath Drainagekatheter


Vollsilikon mit VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-450603-SC	6	30	1,5
KW-450803-SC	8	30	5
KW-451003-SC	10	30	5

• VISI-ESOFT Ballonkatheter

Vollsilikon Extra-Soft

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KG-300810	8	31	5
KG-301010	10	31	5



Mit
VISIOSLIDE-
Spezial-
beschichtung