

INHALT

- Geschlossene, zylindrische Spitze bei NELATON, TIEMANN Spitze bzw. PIGTAIL
- Flexible, optimal konnektierbare Trichteransätze
- 2 seitliche Drainageaugen
- Material Polyurethan
- Mit Versteifungsmandrin

VORTEIL

- PVC-Frei

BESTELLUNG

- Einmalkatheter aus PUR (transparent) mit Versteifungsmandrin

NELATON


Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
EK-414006-S	6	40

TIEMANN

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
EK-424006-S	6	40

PIGTAIL

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
EK-404006-S	6	40



TIEMANN
Spitze

NELATON
Spitze