

CYSTOVISION KINDER

Suprapubisches Blasenpunktionsbesteck ohne Ballon
und Suprapubisches Wechselset

SET-INHALT

Punktionsset:

- Suprapubischer Katheter, 50 cm, CH 8,5
- Spaltkanüle CH 10 Ø 3,6 mm, Stichlänge 8 cm
- Klemme, Fixierpflaster, Katheterstopfen
- Skalpell

Wechselset:

- Suprapubischer Katheter, 50 cm, CH 8,5
- Führungsdraht 0.038, 85 cm, PTFE-beschichtet
- Klemme, Fixierpflaster, Katheterstopfen

VORTEIL

Punktionsset:

- Katheter aus Polyurethan
- Über die leicht spaltbare Kanüle sicheres und einfaches Legen des Katheters
- Durch niedrige Inkrustationsneigung des Katheters auch für Langzeitdrainage sehr gut geeignet
- Fixierpflaster gewährleistet sicheres Anbringen und Halten des Katheters an der Haut

Wechselset:

- Katheter aus Polyurethan
- Über den PTFE-beschichteten Führungsdraht sicheres und einfaches Wechseln des Katheters
- Einfache Handhabung
- Durch niedrige Inkrustationsneigung des Katheters auch für Langzeitdrainage sehr gut geeignet
- Fixierpflaster gewährleistet sicheres Anbringen und Halten des Katheters an der Haut

BESTELLUNG

• Suprapubisches Punktionsset

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
SV-378550	8,5	50

• Suprapubisches Wechselset

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
SV-378551	8,5	50

