

CYSTOVISION-KINDER-SET, INTEGRIERT

Suprapubisches Blasenpunktions- und Wechselset, mit flach integriertem Ballon, 100% Silikon, mit VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung

SET-INHALT

- Suprapubischer Katheter aus 100% Vollsilikon, mit flach integriertem Ballon, 1,5/3/5 ml CH 8/10/12
- Spaltkanüle \varnothing 3,6/4,6 mm, Stichlänge 8 cm
- Katheterstopfen
- Skalpell

Bei Wechselset

- Wechseldraht, PTFE-beschichtet 0.028 bei CH 08, 0.032 bei CH 10, 0.038 bei CH 12

VORTEIL

- VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung
- Katheter aus 100% Vollsilikon
- Flach integrierter Ballon ermöglicht geringeren Spaltkanüledurchmesser
- Zentral offene Spitze
- Sichere Fixierung des Katheters in der Blase
- Kanüle leicht spaltbar

BESTELLUNG

• Suprapubisches Punktionsset mit flach integriertem Ballon

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Spaltkanüle
SV-300835-SC	8	35	1,5	3,6 x 80
SV-301025-SC	10	25	3	4,6 x 80
SV-301225-SC	12	25	5	4,6 x 80

• Suprapubisches Einzelkatheter

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
SV-310835-SC	8	35	1,5
SV-321025-SC	10	25	3
SV-321225-SC	12	25	5

• Suprapubisches Wechselset mit integriertem Ballon

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Führungsdraht (inch)
SV-330835-SC	8	35	1,5	0,028
SV-331025-SC	10	25	3	0,032
SV-331225-SC	12	25	5	0,038

